

Seria CS



Dokładne wagi przenośne

- Zasilacz sieciowy i baterie (w komplecie)
- Duża szalka ze stali nierdzewnej
- Funkcja Auto-off

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
CS200, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	200 g	0.1 g	145 mm x 133 mm	200 g, M1	83997617	1194
CS600, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	600 g	0.1 g	145mm x 133mm	300g, M1	30422851	1374
CS2000, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	2000 g	1 g	145 mm x 133 mm	1 kg, M1	83997618	1194
CS5000, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	5000 g	1 g	145 mm x 133 mm	2 kg, M1	83997619	1374



Seria CSE



Idealne przenośne wagi

- Duża szalka
- Solidna konstrukcja
- Wysoka ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
CS200E, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	200 g	0.1 g	145 mm x 133 mm	200 g, M1	80500630	870
CS600E, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	600 g	0.1 g	145mm x 133mm	300g, M1	30422852	1050
CS2000E, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	2000 g	1 g	145 mm x 133 mm	1 kg, M1	80500631	870
CS500E, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	5000 g	1 g	145 mm x 133 mm	2 kg, M1	80500632	1050



Seria CL



Doskonale, niedrogie wagi przenośne

- Zintegrowana blokada modułu ważącego
- Możliwość piętrowania
- Zasilanie bateryjne z funkcją Auto-Off (zasilacz sieciowy dostępny jako opcja)

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Nr ref.	Cena PLN
CL201, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	200 g	0.1 g	Ø 120 mm	80010610	870
CL501, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	500 g	0.1 g	Ø 120 mm	80500640	1050
CL2000, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	2000 g	1 g	Ø 120 mm	80010611	870
CL5000, 1 zamówienie = 1 paczka (6 sztuk)	5000 g	1 g	Ø 120 mm	80010612	1050



Akcesoria	CS	CSE	CL	Nr ref.	Cena PLN
Walizka transportowa	•	•	•	80010624	89
Naczynie, 1050ml	•	•	•	80850075	na zapytanie
Szalka ze stali nierdzewnej	•			80850076	na zapytanie
Szalka ze stali nierdzewnej			•	80010623	48
Zasilacz dla CS (Wymagany zestaw uniwersalnych wtyczek)		•	•	46001724	86
Zestaw uniwersalnych wtyczek		•	•	46001779	63



Przenośne wagi precyzyjne