

MB23



Kompaktowa wagosuszarka łatwa w użyciu i czyszczeniu

- Grzałka podczerwieni
- Idealna do rutynowych zadań (próbka 10 mg/0.1 %)
- Intuicyjna i prosta obsługa

Funkcje	Zakres temperaturowy pracy od 50 °C do 160 °C, przyrost co 5 °C, powtarzalność 0.2 % (10 g próbka)
Wyświetlacz	Podświetlany LCD
Zasilanie	Zasilacz AC 100-240 VAC/50-60 Hz
Komunikacja	Port RS232
Konstrukcja	Wzmocnione tworzywo ABS, osłona wyświetlacza, uchwyt na próbki
Zalety	Kompaktowa obudowa, grzałka podczerwieni, ręczne, czasowe lub automatyczne zakończenie procesu suszenia, klawiatura w języku polskim



Wagosuszarki

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
MB23	110 g	10 mg	Ø 90 mm	50 g, M1	80253386	3 380

Akcesoria	MB23/25/27	MB90/120	Nr ref.	Cena PLN
Zestaw do kalibracji temperatury	•	•	11113857	1 219
Uchwyt na szalki	•		80252476	166
Uchwyt na szalki		•	30246947	175
Szalki jednorazowe, 80szt	•	•	80850086	118
Filtry z włókna szklanego, 200szt	•	•	80850087	182
Zamykana szalka na próbki	•	•	80252477	131
Szalki wielorazowe, 3szt, 14mm	•	•	80252479	336
Szalki wielorazowe, 3szt, 7mm	•	•	80252478	325
Szpatułka		•	30284477	112
Osłona ochronna	•		80252475	152
Osłona wyświetlacza, Akcesorium		•	30284478	154
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	•	•	80850043	601
Kabel, USB-RS232 konwerter	•	•	30268619	280



AKCESORIA NA STRONACH 71-74

MC2000



Nowa jakość w oznaczaniu wilgotności w rolnictwie

- Analiza całego ziarna dokonywana w trzech prostych krokach
- Wyniki gotowe już po 5 sekundach oszczędzają czas w rutynowych pomiarach
- Przy 50 procedurach zapisanych w bibliotece (10 zapisanych fabrycznie)
- Wilgotnościomierz MC2000 został zaprojektowany z myślą o pomiarze wilgotności wielu różnych rodzajów ziaren.

Funkcje	Oznaczanie wilgotności w zakresie 3%-45%
Wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz LCD
Zasilanie	4 baterie AA (w zestawie)
Zalety	Niewielkie wymiary, automatyczna kompensacja temperatury, regulacja, konfiguracja kategorii, automatyczne wyłączenie



Model	Zakres	Odczyt (d)	Nr ref.	Cena PLN
MC2000	220 ml	0,1%	30332112	1 590