

# Seria wag kompaktowych Navigator



Wytrzymałe, wielozadaniowe wagi do szerokiego zakresu zastosowań ogólnych

- Zaprojektowany z myślą o wysokiej dokładności i powtarzalności w aplikacjach ważenia
- Zwiększona wydajność dzięki szybkiemu czasowi stabilizacji
- Mechaniczna ochrona przed przeciążeniem chroni wagę i zwiększa jej trwałość



- Funkcje** Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne
- Wyświetlacz** Podświetlany krystaliczny (LCD)
- Zasilanie** Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie typu C (opcjonalnie)
- Komunikacja** RS232, USB, lub Ethernet (dostępne jako akcesoria)
- Konstrukcja** Obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, blokada transportowa, nóżki antypoślizgowe, poziomica z przodu wagi
- Zalety** Blokada menu i kalibracji, mechaniczne i programowe zabezpieczenie przeciążenia i niedociążenia, wskazanie stabilnego wyniku, ikona naładowania baterii, auto-off, dostępne opcje wydruku i komunikacji konfigurowalne przez użytkownika



AKCESORIA NA STRONACH 71-74

## Navigator® NV

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
NV222	220 g	0,01 g	Ø 145 mm	200 g, M1	30456382	785
NV422	420 g	0,01 g	Ø 145 mm	200 g + 200 g, M1	30456383	970
NV622	620 g	0,01 g	Ø 145 mm	500 g + 100 g, M1	30456384	1070
NV221	220 g	0,1 g	190 x 144 mm	200 g, M1	30456385	465
NV621	620 g	0,1 g	190 x 144 mm	500 g + 100 g, M1	30456386	530
NV1201	1200 g	0,1 g	190 x 144 mm	1000 g, M1	30456387	699
NV2201	2200 g	0,1 g	190 x 144 mm	2000 g, M1	30456388	785

Akcesoria, patrz strona 22

## Navigator® NVT

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
NVT2201	2200 g	0,1 g	230 x 174 mm	2000 g, M1	30456389	850
NVT4201	4200 g	0,1 g	230 x 174 mm	2000 g + 2000 g, M1	30456390	885
NVT6201	6200 g	0,1 g	230 x 174 mm	5000 g + 1000 g, M1	30456391	920
NVT2200	2200 g	1 g	230 x 174 mm	2000 g, M1	30456392	495
NVT6200	6200 g	1 g	230 x 174 mm	5000 g + 1000 g, M1	30456393	560
NVT12000	12000 g	1 g	230 x 174 mm	10000 g, M1	30456394	765
NVT22000	22000 g	1 g	230 x 174 mm	20000 g, M1	30456395	835

Akcesoria, patrz strona 22