


Seria Scout® SKX



Nowa generacja przenośnych wag do szkolnej klasy

- Lepsze zabezpieczenie przed przeciążeniem i wygodna konstrukcja umożliwiająca praktyczne piętrowe przechowywanie
- Dzięki jasnemu, podświetlanemu ekranowi i 4 przyciskom sterowania nowa waga Scout jest czytelna i łatwa w użyciu
- Dostępność wielu opcji połączeń do rejestrowania danych i komunikacji
- Krótki czas stabilizacji i wysoka rozdzielczość to gwarancja powtarzalnych i rzetelnych wyników pomiaru.

Funkcje
Wyświetlacz
Zasilanie
Komunikacja
Konstrukcja
Zalety

Ważenie, pomiar gęstości, ważenie molowe
 Podświetlany LCD: 6 cyfr, 7 segmentów i białe podświetlenie LED
 Zasilacz AC (w zestawie), baterie (brak w zestawie)
 Opcjonalne złącze RS232, host USB, port USB, Bluetooth lub Ethernet
 Obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, wymienna osłona obudowy
 Krótki czas stabilizacji, przełącznik blokady menu, możliwość piętrowego układania, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, zintegrowany hak do ważenia podszalkowego, blokada transportowa, możliwa do zdemontowania szalka do ważenia wykonana ze stali nierdzewnej, wskaźnik stabilnego wskazania, wskaźnik przeciążenia i niedociążenia, wskaźnik niskiego naładowania baterii, funkcja auto-off



Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.*	Nr ref.	Cena PLN
SKX123	120g	0,001g	Ø 93 mm	100g, M1*	30253070	1 435
SKX222	220g	0,01g	Ø 120 mm	200g, M1*	30253071	1 060
SKX422	420g	0,01g	Ø 120 mm	200g, M1*	30253072	1 305
SKX622	620g	0,01g	Ø 120 mm	300g, M1*	30253073	1 420
SKX1202	1200g	0,01g	170mm x 140mm	1000g, M1	30253074	1 575
SKX2202	2200g	0,01g	170mm x 140mm	2000g, M1	30253075	1 750
SKX421	420g	0,1g	Ø 120 mm	200g, M1	30253076	605
SKX621	620g	0,1g	170mm x 140mm	300g, M1	30253077	705
SKX2201	2200g	0,1g	170mm x 140mm	2000g, M1	30253078	1 060
SKX6201	6200g	0,1g	170mm x 140mm	5000g, M1	30253079	1 420
SKX8200	8200g	1g	170mm x 140mm	8000g, M1	30253080	1 575

*odważnik do kalibracji tylko w modelach do 620g

Akcesoria	Nr ref.	Cena PLN
Złącze RS232	30268982	249
Złącze USB host	30268983	380
Złącze USB urządzenie	30268984	291
Złącze Bluetooth	30268985	471
Złącze Ethernet	30268986	539
Zestaw piętrowania, x6	30268987	201
Zestaw piętrowania, x1	30268988	48
Osłona ochronna	30269022	69
Dodatkowy wyświetlacz	30333960	na zapytanie
Zestaw do oznaczania gęstości	30269020	69
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	80850043	601



AKCESORIA NA STRONACH 71-74

