


Seria Scout® STX



Wyznaczamy nowe standardy w ważeniu laboratoryjnym i przemysłowym — następna generacja wag przenośnych Scout

- Szybka i sprawna nawigacja przy użyciu kolorowego informacyjnego ekranu dotykowego
- Wysoka rozdzielczość ważenia to gwarancja powtarzalnych i rzetelnych wyników.
- Lepsza ochrona przed przeciążeniem i możliwość piętrowego przechowywania sprzyjają ogólnej trwałości urządzenia
- Różne tryby pomiaru masy upraszczają obsługę

- Funkcje** Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości, zatrzymanie wskazania, ważenie molowe
- Wyświetlacz** Kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny WQVGA (przekątna 4,3 cala); klawiatura QWERTY i numeryczna umożliwiającą szybkie wprowadzanie danych GLP i GMP, a także innych danych aplikacji
- Zasilanie** Zasilacz AC (w zestawie), baterie (brak w zestawie)
- Komunikacja** Opcjonalne złącze RS232, host USB, port USB, Bluetooth lub Ethernet
- Konstrukcja** Obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, wymienna osłona obudowy
- Zalety** Krótki czas stabilizacji, poziomica z przodu wagi, menu w 9 językach (w tym polski), funkcja zapisu na USB, przełącznik blokady menu, możliwość piętrowego przechowywania, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, zintegrowany hak do ważenia podszalkowego, blokada transportowa, możliwa do zdemontowania szalka wykonana ze stali nierdzewnej, wskaźnik stabilnego wskazania, wskaźnik przeciążenia i niedociążenia, wskaźnik niskiego naładowania baterii, funkcja auto-off



| Model | Zakres | Odczyt (d) | Szalka | Odważnik kal.* | Nr ref. | Cena PLN |
|---------|--------|------------|---------------|----------------|----------|----------|
| STX123 | 120g | 0,001g | Ø 93 mm | 100g, M1* | 30253058 | 1 865 |
| STX223 | 220g | 0,001g | Ø 93 mm | 200g, M1* | 30253059 | 2 140 |
| STX222 | 220g | 0,01g | Ø 120 mm | 200g, M1* | 30253060 | 1 380 |
| STX422 | 420g | 0,01g | Ø 120 mm | 200g, M1* | 30253061 | 1 720 |
| STX622 | 620g | 0,01g | Ø 120 mm | 300g, M1* | 30253062 | 1 865 |
| STX1202 | 1200g | 0,01g | 170mm x 140mm | 1000g, M1 | 30253063 | 2 040 |
| STX2202 | 2200g | 0,01g | 170mm x 140mm | 2000g, M1 | 30253064 | 2 145 |
| STX421 | 420g | 0,1g | Ø 120 mm | 200g, M1 | 30253065 | 875 |
| STX621 | 620g | 0,1g | 170mm x 140mm | 300g, M1 | 30253066 | 1 005 |
| STX2201 | 2200g | 0,1g | 170mm x 140mm | 2000g, M1 | 30253067 | 1 350 |
| STX6201 | 6200g | 0,1g | 170mm x 140mm | 5000g, M1 | 30253068 | 1 825 |
| STX8200 | 8200g | 1g | 170mm x 140mm | 8000g, M1 | 30253069 | 2 040 |

Akcesoria, patrz strona 20

*odważnik do kalibracji tylko w modelach do 620g



AKCESORIA NA STRONACH 71-74

