


Traveler



OPCJA OPCJA OPCJA

Praktyczność w podstawowych zastosowaniach

- Osłona przeciwpodmuchowa ze zdejmowaną pokrywą
- Opcjonalny, łatwy w montażu port USB lub RS232
- Możliwość piętrowania

Funkcje	Ważenie (2 jednostki)
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z możliwością podłączenia drugiego wyświetlacza zewnętrznego
Zasilanie	Zasilacz AC (z wagą), zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączeniem
Komunikacja	Porty RS232 lub USB
Konstrukcja	Obudowa z tworzywa ABS, szalka ze stali nierdzewnej
Zalety	Hak do ważenia podsalkowego, czytelny wyświetlacz, dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny, blokada transportowa modułu ważącego, blokada kalibracji, dodatkowe odważniki kalibracyjne w modelach: 120 g, 200 g, 400 g, 600 g w zestawie



Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
TA152	150 g	0.01 g	Ø 120 mm	150 g, M1, z wagą	72202482	825
TA302	300 g	0.01 g	Ø 120 mm	300 g, M1, z wagą	72202483	985
TA502	500 g	0.01 g	Ø 120 mm	300 g, M1	83997626	1 170
TA301	300 g	0.1 g	Ø 120 mm	300 g, M1, z wagą	72202484	510
TA501	500 g	0.1 g	Ø 120 mm	300 g, M1	72202485	540
TA1501	1500 g	0.1 g	120 mm x 135 mm	1000 g, M1	72202486	795
TA3001	3000 g	0.1 g	120 mm x 135 mm	2000 g, M1	72202487	965
TA5000	5000 g	1 g	120 mm x 135 mm	3000 g, M1	72202489	580

Akcesoria	NV	NVT	TA	Nr ref.	Cena PLN
Złącze RS232	•	•	•	83032107	125
Złącze USB	•	•	•	83032108	125
Złącze Ethernet	•	•	•	83032109	260
Dodatkowy wyświetlacz			•	80251395	217
Akumulator		•		83032106	162
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	•	•	•	80850000	201
Walizka transportowa	•	•		30467963	na zapytanie
Zestaw do piętrowania, x1	•	•		30467917	na zapytanie
Zestaw do piętrowania, x4	•	•		30467918	na zapytanie



AKCESORIA NA
STRONACH 71-74