

Skład zestawów wzorców masy - klasa F2

Nr katalogowy	Certyfikat NVLAP	1 mg	2 mg*	5 mg	10 mg	20 mg*	50 mg	100 mg	200 mg*	500 mg	1 g	2 g*	5 g	10 g	20 g*	50 g	100 g	200 g*	500 g	1 kg	2 kg*	5 kg	10 kg		
30390829		X	X	X	X	X	X	X	X	X															
30390827		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
30390825		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
30390032		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
30390821		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
30390819		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
30390030		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30390815		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30390826											X	X	X	X	X	X									
30390824											X	X	X	X	X	X	X								
30390031											X	X	X	X	X	X	X	X							
30390820											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
30390818											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
30390029											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30390814											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30390852	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
30390850	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
30390848	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
30390036	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
30390844	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
30390842	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
30390034	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30390838	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30390849	•										X	X	X	X	X	X									
30390847	•										X	X	X	X	X	X	X								
30390035	•										X	X	X	X	X	X	X	X							
30390843	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
30390841	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
30390033	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30390837	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

* Zestaw zawiera 2szt. wzorca masy tego nominalu.

Wszystkie zestawy wzorców masy zawierają walizkę transportową.

- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy jest poniżej 1 kg zawierają pędzel i szczypce.
- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy jest w przedziale 1 kg - 5 kg zawierają pędzel, przenośnik i szczypce.
- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy to 10kg lub więcej zawierają pełen zestaw akcesoriów: szmatka z mikrofibry, nylonowa rękawiczka, mały i szeroki pędzel oraz szczypce.