

Skład zestawów wzorców masy - klasa E2

Nr katalogowy	Certyfikat NVLAP	1 mg	2 mg*	5 mg	10 mg	20 mg*	50 mg	100 mg	200 mg*	500 mg	1 g	2 g*	5 g	10 g	20 g*	50 g	100 g	200 g*	500 g	1 kg	2 kg*	5 kg	10 kg	
30518028		X	X	X	X	X	X	X	X	X														
30518029		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
30518030		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
30518031		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
30518032		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
30518033		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
30518034		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30518035		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30518036											X	X	X	X	X	X								
30518037											X	X	X	X	X	X	X							
30518038											X	X	X	X	X	X	X	X						
30518039											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
30518040											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30518041											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30518042											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80780381	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
80780383	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
80780385	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
80780387	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
80780391	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
80780393	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
80780395	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80780399	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80780384	•										X	X	X	X	X	X								
80780386	•										X	X	X	X	X	X	X							
80780388	•										X	X	X	X	X	X	X	X						
80780392	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
80780394	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
80780396	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80780400	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

* Zestaw zawiera 2szt. wzorca masy tego nominalu.

Wszystkie zestawy wzorców masy zawierają walizkę transportową.

- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy jest poniżej 1 kg zawierają pędzel i szczypce.
- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy jest w przedziale 1 kg - 5 kg zawierają pędzel, przenośnik i szczypce.
- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy to 10kg lub więcej zawierają pełen zestaw akcesoriów: szmatka z mikrofibry, nylonowa rękawiczka, mały i szeroki pędzel oraz szczypce.