

## Skład zestawów wzorców masy - klasa F1

Nr katalogowy	Certyfikat NVLAP	1 mg	2 mg*	5 mg	10 mg	20 mg*	50 mg	100 mg	200 mg*	500 mg	1 g	2 g*	5 g	10 g	20 g*	50 g	100 g	200 g*	500 g	1 kg	2 kg*	5 kg	10 kg	
80780408		X	X	X	X	X	X	X	X	X														
80780410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
80780412		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
80780414		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
80780418		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
80780420		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
80780422		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
80780426		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80780411											X	X	X	X	X	X								
80780413											X	X	X	X	X	X	X							
80780415											X	X	X	X	X	X	X	X						
80780419											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
80780421											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
80780423											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80780427											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80780435	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
80780437	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
80780439	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
80780441	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
80780445	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
80780447	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
80780449	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80780453	•	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80780438	•										X	X	X	X	X	X								
80780440	•										X	X	X	X	X	X	X							
80780442	•										X	X	X	X	X	X	X	X						
80780446	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
80780448	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
80780450	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80780454	•										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

\* Zestaw zawiera 2szt. wzorca masy tego nominalu.

Wszystkie zestawy wzorców masy zawierają walizkę transportową.

- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy jest poniżej 1 kg zawierają pędzel i szczypce.
- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy jest w przedziale 1 kg - 5 kg zawierają pędzel, przenośnik i szczypce.
- Zestawy, gdzie największy nominal wzorca masy to 10kg lub więcej zawierają pełen zestaw akcesoriów: szmatka z mikrofibry, nylonowa rękawiczka, mały i szeroki pędzel oraz szczypce.