

Adventurer® Analytical



Gotowy do pracy w każdym laboratorium

- Szybka stabilizacja i niezawodne działanie wspomagane funkcją AutoCal
- Kolorowy ekran dotykowy zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji wagi Adventurer, a dwa porty USB pomagają w zarządzaniu danymi zgodnie z protokołem GLP/GMP
- Dwuczęściowe, montowane od góry drzwi szafki przeciwpodmuchowej po otwarciu zajmują mało miejsca z tyłu wagi dając szeroki dostęp do komory ważenia



Funkcje

Ważenie (17 jednostek + jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie/statystyki, recepturowanie, pomiar gęstości, zatrzymanie wskazania

Wyświetlacz

Graficzny, kolorowy ekran dotykowy VGA 4.3" (109 mm)

Zasilanie

Zasilacz AC

Komunikacja

RS232, 2xUSB, protokół GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego

Konstrukcja

Metalowa podstawa, obudowa górna z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z dwuczęściowymi, montowanymi od góry drzwiami bocznymi i przesuwными drzwiami górnymi, podświetlana poziomicą wagi, zintegrowany hak do ważenia podsalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracyjna, pełna osłona obudowy wagi

Zalety

Filtry środowiskowe, auto tara, wybór punktów kalibracji zakresu, menu blokady programowej i resetowania ustawień, wybór ustawień komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, do 9 języków menu w tym język polski



Model	M APP	CAL INT	Zakres	Odczyt (d)	(e)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
AX124		•	120g	0.1 mg		Ø 90 mm	100g, E2	30122610	6 805
AX124M	•	•	120g	0.1 mg	1 mg	Ø 90 mm	100g, E2	30100620	7 430
AX124/E			120g	0.1 mg		Ø 90 mm	100g, E2	30122657	6 300
AX224		•	220g	0.1 mg		Ø 90 mm	200g, E2	30122611	7 010
AX224M	•	•	220g	0.1 mg	1 mg	Ø 90 mm	200g, E2	30100621	7 635
AX224/E			220g	0.1 mg		Ø 90 mm	200g, E2	30122612	6 505
AX324		•	320g	0.1 mg		Ø 90 mm	200g+100g, E2	30122613	7 560
AX324M	•	•	320g	0.1 mg	1 mg	Ø 90 mm	200g+100g, E2	30100622	8 185

Akcesoria, patrz strona 14



AKCESORIA NA
STRONACH 71-74