

Adventurer® Precision



Gotowy do pracy w każdym laboratorium

- Szybka stabilizacja i niezawodne działanie wspomagane funkcją AutoCal
- Dwuczęściowe, montowane od góry drzwi szafki przeciwpodmuchowej po otwarciu zajmują mało miejsca z tyłu wagi dając szeroki dostęp do komory ważenia
- Kolorowy ekran dotykowy zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji wagi Adventurer, a dwa porty USB pomagają w zarządzaniu danymi zgodnie z protokołem GLP/GMP



Funkcje

Ważenie (17 jednostek + jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt, dynamiczne, sumowanie, statystyki, recepturowanie, pomiar gęstości, zatrzymanie wskazania

Wyświetlacz

Graficzny, kolorowy ekran dotykowy VGA 4.3" (109 mm)

Zasilanie

Zasilacz AC

Komunikacja

RS232, 2xUSB, protokół GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego

Konstrukcja

Metalowa podstawa, obudowa górna z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z dwuczęściowymi, montowanymi od góry drzwiami bocznymi i przesuwными drzwiami górnymi (dla modeli z odczytem 1mg), podświetlana poziomicą wagi, zintegrowany hak do ważenia podsalkowego

Zalety

Filtry środowiskowe, auto tara, wybór punktów kalibracji zakresu, menu blokady programowej i resetowania ustawień, wybór ustawień komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, do 9 języków menu w tym język polski

Model	M APP	CAL INT	Zakres	Odczyt (d)	(e)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
AX223		•	220g	1mg		Ø 130 mm	200g, F1	30127960	4 960
AX223M	•	•	220g	1mg	0,01g	Ø 130 mm	200g, F1	30100623	5 565
AX223/E			220g	1mg		Ø 130 mm	200g, F1	30127961	4 320
AX423		•	420g	1mg		Ø 130 mm	200g+200g, F1	30127962	5 230
AX423M	•	•	420g	1mg	0,01g	Ø 130 mm	200g+200g, F1	30100624	5 835
AX423/E			420g	1mg		Ø 130 mm	200g+200g, F1	30127963	4 590
AX523		•	520g	1mg		Ø 130 mm	500g, F1	30122614	5 710
AX523M	•	•	520g	1mg	0,01g	Ø 130 mm	500g, F1	30100625	6 315
AX523/E			520g	1mg		Ø 130 mm	500g, F1	30122615	5 080
AX422		•	420g	0,01g		175mm x 195mm	200g+200g, F1	30206079	3 900
AX422/E			420g	0,01g		175mm x 195mm	200g+200g, F1	30206080	3 310
AX822		•	820g	0,01g		175mm x 195mm	500g+100g, F1	30206081	4 410
AX822/E			820g	0,01g		175mm x 195mm	500g+100g, F1	30206082	3 820
AX1502		•	1520g	0,01g		175mm x 195mm	1000g+500g, F1	30127966	4 890
AX1502M	•	•	1520g	0,01g	0,1g	175mm x 195mm	1000g+500g, F1	30100626	5 410
AX1502/E			1520g	0,01g		175mm x 195mm	1000g+500g, F1	30127967	4 300
AX2202		•	2200g	0,01g		175mm x 195mm	2000g, F1	30127968	4 980
AX2202M	•	•	2200g	0,01g	0,1g	175mm x 195mm	2000g, F1	30100627	5 500
AX2202/E			2200g	0,01g		175mm x 195mm	2000g, F1	30127969	4 360
AX4202		•	4200g	0,01g		175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	30122616	5 345
AX4202M	•	•	4200g	0,01g	0,1g	175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	30100628	5 865
AX4202/E			4200g	0,01g		175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	30122617	4 880
AX5202		•	5200g	0,01g		175mm x 195mm	5000g, F1	30122618	5 760
AX5202M	•	•	5200g	0,01g	0,1g	175mm x 195mm	5000g, F1	30100629	6 280
AX2201		•	2200g	0,1g		175mm x 195mm	2000g, F1	30206083	3 715
AX2201/E			2200g	0,1g		175mm x 195mm	2000g, F1	30206084	3 095
AX4201		•	4200g	0,1g		175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	30127970	4 415
AX4201/E			4200g	0,1g		175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	30127971	3 795
AX8201		•	8200g	0,1g		175mm x 195mm	5000g+1000g, F1	30122619	4 825
AX8201M	•	•	8200g	0,1g	1g	175mm x 195mm	5000g+1000g, F1	30122651	5 345
AX8201/E			8200g	0,1g		175mm x 195mm	5000g+1000g, F1	30122620	4 205



Akcesoria, patrz strona 18