

Explorer® Semi-Micro



Stworzony do zaawansowanych, profesjonalnych zastosowań

- Doskonały w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji
- Intuicyjne oprogramowanie i nowoczesne funkcje usprawniają obsługę
- Pomysłowa konstrukcja ułatwia praktyczne wykorzystanie urządzenia

Funkcje

Ważenie (16 jednostek + 3 jednostki użytkownika), ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, adiustacja pipet, ważenie brutto/netto/tara, statystyki

Wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 5.7" (145mm) i wysokiej rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia

Zasilanie Komunikacja

Zasilanie z sieci (zasilacz w komplecie z wagą)
Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty opcjonalny port komunikacyjny (Ethernet lub drugie złącze RS232), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB

Konstrukcja

Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szafka przeciwpodmuchowa wykonana ze szkła antystatycznego z uchylnymi drzwiczkami górnymi, osłona terminala, automatyczne drzwi dostępne w wybranych modelach

Zalety

Wewnętrzna adiustacja AutoCal™, szybki czas stabilizacji, 4 bezdotkowe czujniki, wbudowany jonizator w modelach z automatycznymi drzwiczkami, wybór 14 języków menu w tym język polski, dostępne modele legalizowane, blokada oprogramowania, uchwyt przeciwkradzieżowy, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, wskaźnik przeciążenia i niedociążenia, funkcja auto standby



Wagi Semi-Micro



AKCESORIA NA
STRONACH 71-74

Model	M APP	AUTO DOOR	IONS	Zakres	Odczyt (d)	(e)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
EX125D				52g;120g	0,01mg; 0,1mg		Ø 80 mm	100g, E2	30218998	16 460
EX125DM	•			52g;120g	0,01mg; 0,1mg	1 mg	Ø 80 mm	100g, E2	30139515	17 510
EX125				120g	0,01mg		Ø 80 mm	100g, E2	30218999	16 899
EX125M	•			120g	0,01mg	1 mg	Ø 80 mm	100g, E2	30139516	17 949
EX225D				120g;220g	0,01mg; 0,1mg		Ø 80 mm	200g, E2	30219000	18 100
EX225DM	•			120g;220g	0,01mg; 0,1mg	1 mg	Ø 80 mm	200g, E2	30139517	19 150
EX225D/AD		•	•	120g;220g	0,01mg; 0,1mg		Ø 80 mm	200g, E2	30219001	23 920
EX225DM/AD	•	•	•	120g;220g	0,01mg; 0,1mg	1 mg	Ø 80 mm	200g, E2	30139518	24 970
EX225/AD		•	•	220g	0,01mg		Ø 80 mm	200g, E2	30219002	38 150
EX225M/AD	•	•	•	220g	0,01mg	1 mg	Ø 80 mm	200g, E2	30139519	39 200

Akcesoria, patrz strona 10



ZESTAW DO ADIUSTACJI PIPET



JONIZATOR ION-100A



SZALKA AZUROWA