

# Harvard Junior

Tradycyjna dwuszalkowa konstrukcja, przystępna cena

- Wygodny uchwyt transportowy
- Blokada chroniąca mechanizm wagi podczas transportu (możliwość piętrowania)
- 8-częściowy zestaw wzorców w komplecie



Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Nr ref.	Cena PLN
HJ2001	2000 g	0.5 g	Ø 150 mm	80252050	389

# Heavy Duty Solution

Standard przemysłowy do precyzyjnego ważenia dużych próbek

- Duża szalka do ważenia ze stali nierdzewnej
- Blokada tary dla pojemnika o masie do 2270 g
- Tłumienie magnetyczne



Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Nr ref.	Cena PLN
1119-D0	20 kg	1 g	Ø 279 mm	80000000	5 759

Akcesoria dla wag mechanicznych	Nr ref.	Cena PLN
Naczynie ze stali nierdzewnej z podwieszonym odważnikiem 0.6 l	80780015	466
Naczynie na próbki ze stali nierdzewnej 0.6 l	80250400	376
Naczynie z polipropylenu z podwieszonym odważnikiem, 0.8l	80780001	186
Naczynie na próbki z polipropylenu 0.8 l	80780006	67
Zestaw wzorców, 1119-D0	80780008	493
Zestaw do ważenia podszalkowego	80780011	186
Łódeczka z polipropylenu, 0,8l	80780014	194
Naczynie z podwieszonym odważnikiem 1.75 l	80780016	162
Pokrowiec winylowy, Triple Beam	80780017	na zapytanie
Wzorce masy podwieszane (2 x1 kg i 1 x 500 g)	80780108	175