

# Pioneer™ Semi-Micro



## Ekonomiczne rozwiązanie w podstawowych zastosowaniach laboratoryjnych

- Konkurencyjna wydajność w niewygórowanej cenie
- Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- Zaprojektowano z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze



- Funkcje** Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, wyznaczenie gęstości
- Zasilanie** Zasilacz AC (w zestawie)
- Konstrukcja** Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia podsalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, osłona ochronna
- Wyświetlacz** Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD); drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami (matryca punktowa)
- Komunikacja** RS232 i USB host (w standardzie); wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego
- Zalety** Poziom filtracji czy ustawienia jasności definiowane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, punkty kalibracji zakresu definiowane przez użytkownika, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności, cztery języki interfejsu

Model	M APP	CAL INT	Zakres	Odczyt (d)	(e)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
PX125D		•	52g/120g	0,01mg/0,1mg		Ø 80mm	100g, E2	30478196	9 320
PX125DM	•	•	52g/120g	0,01mg/0,1mg	1mg	Ø 80mm	100g, E2	30480168	10 070
PX85		•	82g	0,01mg		Ø 80mm	50g+20g, E2	30485340	9 620
PX85M	•	•	82g	0,01mg	1mg	Ø 80mm	50g+20g, E2	30485341	10 370
PX225D		•	82g/220g	0,01mg/0,1mg		Ø 80mm	200g, E2	30478197	10 100
PX225DM	•	•	82g/220g	0,01mg/0,1mg	1mg	Ø 80mm	200g, E2	30480169	10 850

## Akcesoria dla Explorer® i Pioneer™ Semi-Micro

Akcesoria	Explorer	Pioneer	Nr ref.	Cena PLN
Zestaw do wyznaczenia gęstości	•	•	80253384	1 936
Szklany ciężarek do wyznaczenia gęstości cieczy	•	•	83034024	1 020
Dodatkowy wyświetlacz, AD7-RS		•	30472064	310
Jonizator, ION-100A, EU	•	•	30095929	3 798
Szalka ażurowa	•		30298582	556
Zestaw do adiustacji pipet	•		30252145	3 481
Złącze ethernetowe	•		83021082	399
Kabel, USB-RS232 konwerter	•	•	30268619	280
Kabel USB, A-Mini B	•		28120263	56
Osłona ochronna, Terminal	•		83033633	85
Osłona wyświetlacza		•	30372546	75
Pokrywa przeciwkurzowa	•		30093334	112
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	•	•	80850000	201
Kabel, RS422, 3m	•		83021083	56
Kabel, RS422, 9m	•		30078078	80
Drukarka SF40A	•	•	30064202	2 048