


# Ranger® 3000 Count



OPCJA OPCJA OPCJA

## Najlepsza licząca waga kompaktowa

- Wysoka rozdzielczość wewnętrzna
- Funkcja biblioteki z 30 elementami i możliwość podłączenia drugiej platformy
- Stabilny i precyzyjny pomiar w jedną sekundę



AKCESORIA NA  
STRONACH 71-74

### Funkcje

Ważenie, liczenie sztuk z automatyczną optymalizacją, ważenie kontrolne, sumowanie

### Wyświetlacz

Trzy wyświetlacze (LCD) z podświetleniem

### Zasilanie

Wbudowany zasilacz AC oraz wbudowany wewnętrzny akumulator

### Komunikacja

Łatwo dostępne porty komunikacyjne w tym standardowe złącze RS232 oraz opcjonalny drugi port komunikacyjny (RS232, USB lub Ethernet)

### Konstrukcja

Obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej

### Zalety

Pamięć do 30 elementów (przechowuje 12-cyfrowe numery produktów, średnie masy elementów, parametry liczenia kontrolnego lub ważenia kontrolnego, wartości tary), 210 godzin pracy na zasilaniu akumulatorem, 3 diody LED (żółta, zielona i czerwona) do ważenia kontrolnego z możliwością ustawienia funkcji i sygnału dźwiękowego, automatyczne tarowanie, uchwyt do przenoszenia, klawiatura numeryczna, uszczelniony panel przedni, blokada menu, wskaźnik poziomowania, regulowane stopki poziomujące, możliwość ustawiania warunków pracy i automatycznego drukowania, wskaźnik stabilności, wskaźniki przeciążenia i niedociążenia, wskaźnik niskiego poziomu baterii, automatycznie wyłączanie się wagi, automatyczne wyłączanie, automatyczne tarowanie, wejście do podłączenia drugiej wagi

Model	M APP	Zakres	Odczyt (d)	(e)	Szalka	Nr ref.	Cena PLN
RC31P1502		1.5 kg	0.05 g		225 mm x 300 mm	30031782	1330
RC31P1502-M	•	1.5 kg		0.5 g	225 mm x 300 mm	30060907	1485
RC31P3		3 kg	0.1 g		225 mm x 300 mm	30031783	1330
RC31P3-M	•	3 kg		1 g	225 mm x 300 mm	30060908	1485
RC31P6		6 kg	0.2 g		225 mm x 300 mm	30031784	1330
RC31P6-M	•	6 kg		2 g	225 mm x 300 mm	30060909	1485
RC31P15		15 kg	0.5 g		225 mm x 300 mm	30031785	1330
RC31P15-M	•	15 kg		5 g	225 mm x 300 mm	30060910	1485
RC31P30		30 kg	1 g		225 mm x 300 mm	30031786	1330
RC31P30-M	•	30 kg		10 g	225 mm x 300 mm	30060911	1485

Akcesoria	Nr ref.	Cena PLN
Port analogowy do drugiej wagi, RC31	30037446	141
Złącze Ethernet, R31 RC31 R71 V71	30037447	329
Złącze RS232, R31 RC31 R71 V71	30037448	188
Złącze USB, R31 RC31 V71	30037449	234
Hak, R21 RC21 R31 RC31 V71	30037450	32
Oslona ochronna, R21 RC21 R31 RC31	30037451	86