

## Wagi przenośne OHAUS Carat nowej generacji

- Przyjazna w obsłudze, smukła budowa, ekran LCD i możliwości podłączenia różnych urządzeń do rejestracji danych i komunikacji.
- Gotowa do pracy z legalizacją w klasie II i wewnętrzną adjustacją dla większej precyzji.
- Krótki czas i wysoka rozdzielczość ważenia zapewniają powtarzalne i rzetelne wyniki.



### Funkcje

Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, sumowanie, wyznaczenie gęstości, zatrzymanie wskazania.

### Wyświetlacz

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem.

### Zasilanie

Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (brak w zestawie).

### Komunikacja

Opcjonalne złącza komunikacyjne RS232, USB host, USB device, Bluetooth lub Ethernet.

### Konstrukcja

Obudowa z tworzywa, szalka ze stali nierdzewnej, wymienna osłona ochronna.

### Zalety

Ręczna adjustacja wewnętrzna w wybranych modelach, szybki czas stabilizacji, blokada transportowa, szalka ze stali nierdzewnej, przycisk blokady menu i kalibracji, regulowane nóżki z powłoką antypoślizgową, oprogramowanie, poziomiczka, mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem, wskaźnik stabilności, automatyczne tarowanie, wskaźnik niskiego poziomu akumulatora, automatyczne wyłączenie, możliwość wyboru opcji wydruku, możliwość zmiany ustawień komunikacji.



Model	M APP	CAL INT	Zakres	Odczyt (d)	(e)	Szalka	Nr ref.	Cena zł
SJX322/E			320g	0,01g		Ø 120 mm	30253082	990
SJX622/E			620g	0,01g		Ø 120 mm	30253083	1160
SJX622		•	620g	0,01g		Ø 120 mm	30253049	1525
SJX622M	•	•	620g	0,01g	0,1g	Ø 120 mm	30268766	1709
SJX1502/E			1500g	0,01g		170mm x 140mm	30268760	1325
SJX1502		•	1500g	0,01g		170mm x 140mm	30253050	1689
SJX1502M	•	•	1500g	0,01g	0,1g	170mm x 140mm	30268767	1875
SJX621/E			620g	0,1g		170mm x 140mm	30268761	685
SJX3201/E			3200g	0,1g		170mm x 140mm	30268762	759
SJX6201/E			6200g	0,1g		170mm x 140mm	30268763	939
SJX6201		•	6200g	0,1g		170mm x 140mm	30253051	1299
SJX6201M	•	•	6200g	0,1g	1g	170mm x 140mm	30268768	1480
SJX8200/E			8200g	1g		170mm x 140mm	30268764	935

Akcesoria	Nr ref.	Cena zł
Złącze RS232	30268982	249
Złącze host USB	30268983	380
Złącze USB	30268984	291
Złącze Bluetooth	30268985	471
Złącze Ethernet	30268986	539
Zestaw do piętrowania, 6 szt.	30268987	201
Zestaw do piętrowania, 1 szt.	30268988	48
Drukarka SF40A	30064202	2048
Rolka papieru SF40A (57,5 mm, 2 szt.)	12120799	33
Kaseta z taśmą atramentową SF40A	12120798	29
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	80850043	601
Zestaw do pomiaru gęstości	30269020	69
Walizka transportowa	30269021	380
Osłona obudowy	30269022	69

