

Seria PR Precyzyjne

Zaprojektowane z myślą o rutynowym ważeniu w miejscu pracy

- Funkcje podstawowe do rutynowego ważenia
- Prosty interfejs użytkownika
- Standardowe złącze RS232 do łatwego przesyłania danych

Funkcje	Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
Wyświetlacz	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem
Zasilanie	Zasilacz AC (w zestawie)
Komunikacja	RS232 (standard)
Konstrukcja	Obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa (tylko dla modeli z odczytem 1mg) z przesuwanymi drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami bocznymi, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji
Zalety	Filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności



Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka Ø	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
PR223/E	220g	1mg	120mm	200g, F1	30430071	1 890
PR423/E	420g	1mg	120mm	200g+200g, F1	30430072	2 280
PR523/E	520g	1mg	120mm	500g, F1	30430073	2 380
PR1602/E	1600g	0,01g	180mm	1kg+500g, F1	30430074	1 940
PR2202/E	2200g	0,01g	180mm	2kg, F1	30430075	2 100
PR4202/E	4200g	0,01g	180mm	2kg+2kg, F1	30430076	2 390
PR4201/E	4200g	0,1g	180mm	2kg+2kg, F1	30430077	1 760
PR6201/E	6200g	0,1g	180mm	5kg+1kg, F1	30430078	1 890

Akcesoria dla Explorer®, Explorer® High Capacity, Adventurer®, Pioneer™ i Seria PR Precision

Akcesoria	Explorer	EX HC	Adventurer	Pioneer	PR Series	Nr ref.	Cena PLN
Zestaw do wyznaczania gęstości	•		•	•	•	80253384	1 936
Szklany ciężarek do wyznaczania gęstości cieczy	•		•	•	•	83034024	1 020
Dodatkowy wyświetlacz AD7-RS	•	•	•	•	•	30472064	310
Ośłona ochronna (modele z odczytem 0,1mg i 1mg)			•			30111792	88
Ośłona ochronna, wo (modele z odczytem 0,01g i 0,1g)			•			30111777	88
Ośłona ochronna, Terminal	•	•				83033633	85
Ośłona wyświetlacza				•		30372546	75
Ośłona wyświetlacza					•	30372547	75
Dust Cover EX, AX	•	•				30093334	112
Złącze Ethernet	•					83021082	399
Zestaw szalki przeciwpodmuchowej (dla modeli z 0,01g i 0,1mg)	•					83021084	960
Kolumna		•				30078082	253
Akumulator		•				30041295	639
Kółka obrotowe (4szt)		•				30041470	927
Kolumna	•					83021102	253
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	•	•	•	•	•	80850000	201
Kabel USB, A-Mini B	•					28120263	56
Kabel, USB, typ A-B			•			83021085	56
Kabel, USB-RS232 konwerter	•	•	•	•	•	30268619	280
Kabel, RS422, 3m	•	•				83021083	56
Kabel, RS422, 9m	•	•				30078078	80
Drukarka SF40A	•	•	•	•	•	30064202	2 048

