


# Seria PR Analityczne

Zaprojektowane z myślą o rutynowym ważeniu w miejscu pracy

- Funkcje podstawowe do rutynowego ważenia
- Prosty interfejs użytkownika
- Standardowe złącze RS-232 do łatwego przesyłania danych

<b>Funkcje</b>	Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
<b>Wyświetlacz</b>	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz AC (w zestawie)
<b>Komunikacja</b>	RS232 (standard)
<b>Konstrukcja</b>	Obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwными drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami bocznymi, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji
<b>Zalety</b>	Filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności



Model		Zakres	Odczyt (d)	Szalka Ø	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
PR124/E		120g	0,1mg	90mm	100g, E2	30430068	2 890
PR124	•	120g	0,1mg	90mm	100g, E2	30430067	3 120
PR224/E		220g	0,1mg	90mm	200g, E2	30430070	3 305
PR224	•	220g	0,1mg	90mm	200g, E2	30430069	3 535

## Akcesoria dla Explorer®, Adventurer®, Pioneer™ i Seria PR Analytical

Akcesoria	Explorer	Adventurer	Pioneer	PR Series	Nr ref.	Cena PLN
Zestaw do wyznaczania gęstości	•	•	•	•	80253384	1 936
Szklany ciężarek do wyznaczania gęstości cieczy	•	•	•	•	83034024	1 020
Jonizator, ION-100A, EU	•	•	•	•	30095929	3 798
Dodatkowy wyświetlacz, AD7-RS		•	•	•	30472064	310
Ochrona ochronna DS		•			30111792	88
Ochrona ochronna, Terminal	•				83033633	85
Ochrona wyświetlacza			•		30372546	75
Ochrona wyświetlacza				•	30372547	75
Dust Cover EX, AX	•	•			30093334	112
Złącze ethernetowe	•				83021082	399
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	•	•	•	•	80850000	201
Kabel USB, A-Mini B	•				28120263	56
Kabel, USB, typ A-B		•			83021085	56
Kabel, USB-RS232 konwerter	•	•	•	•	30268619	280
Kabel, RS422, 3m	•				83021083	56
Kabel, RS422, 9m	•				30078078	80

\* Akcesoria na stronach 73-75